

## ICARE TONOMETRIEN YLLÄPITO JA HUOLTO

**iCare tonometri ei vaadi valmistajan määräaikaishuoltoa, mutta sujuvan käytön takaamiseksi tulee säännöllisesti vaihtaa paristot ja anturinkanta.**

### PARISTOT

Kaikki paristot tulee vaihtaa vähintään kerran vuodessa samanaikaisesti. Laite toimii luotettavimmin laadukkailla paristoilla (esim. Duracell).

### ANTURINKANTA

Anturinkanta tulee vaihtaa kuuden kuukauden käytön jälkeen. Säännöllisellä anturinkannan vaihtamisella voi pidentää huoltoväliä. Anturinkantaan kerääntyy ilmasta rasvaa, hiukkasia ja kosteutta - likainen anturinkanta hidastaa tai pysäyttää kertakäyttöisen anturin liikkeen ja aiheuttaa lopulta mittarissa virheilmoituksen.

Jos näyttöön tulee Vaihda-virheilmoitus useamman kuin kaksi kertaa peräkkäin anturin vaihtamisen jälkeen, vaihda anturinkanta ennen laitteen käytön jatkamista.

#### Anturinkannan vaihtaminen:

1. Sammuta tonometri.
2. Kierrä anturinkannan holkki käsin irti ja laita se talteen.
3. Vedä anturinkanta irti tonometrasta tarttumalla siihen pinsettiotteella.
4. Aseta tonometriin uusi anturinkanta.
5. Kierrä holkkia, kunnes anturinkanta on tiukasti paikallaan

### ICARE TONOMETRIN HUOLTO

Jos laitteessa on patterit ja anturinkanta vaihdettu, ja sen toiminnassa on edelleen vikaa tai jos laitetta on huollettava muutoin, ota yhteyks Kuomedin huoltoon [support@kuomed.fi](mailto:support@kuomed.fi).

### VARAOSIEN TILAUS

Kaikki iCare tonometrien varaosat ovat saatavilla Kuomedista.  
[Tilaus sähköpostitse kuomed@kuomed.fi](mailto:Tilaus%20s%C3%A4hk%C3%B6postitse%20kuomed%40kuomed.fi) tai puhelimitse 045 874 3663.  
Saatavilla myös lehtiöt ja kortit silmänpaineen mittauksien merkkaukseen.

Anturinkanta iCare mittareihin, tuotekoodi: 540

Anturinkannan holkki IC100 mittariin, tuotekoodi: 7217

Anturinkannan holkki IC200 mittariin, tuotekoodi: 7216

Anturinkannan holkki TA01 mittariin, tuotekoodi: 7210

Anturinkannan holkki HOME2 mittariin, tuotekoodi: 7214

Silmänpaineen merkkauislehtiö, 100 sivua, tuotekoodi: 619B

Silmänpaineen merkkaukortti, taitettava, 20 kpl, tuotekoodi: IOPKUOMED

